



DECLARATION OF CONFORMITY
FOR MATERIALS IN CONTACT WITH FOOD

Scope: Cylindrical jerrycans with tap

Material: High density polyethylene (HDPE)

Reference
BIGP-10K-001
BIGP-21K-001

Labbox Labware, under the responsibility of the manufacturer, declares that the above-mentioned product complies with the European legislation applicable to materials and articles intended to come into contact with food, namely:

- **Regulation (EC) No. 1935/2004** of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food.
- **Regulation (EU) No. 10/2011**, including its subsequent amendments (such as Regulation (EU) 2023/1627), on plastic materials and articles intended to come into contact with food.
- **Regulation (EC) No. 2023/2006** on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.

Specifications:

Overall migration test has been performed at an external accredited laboratory under the following conditions:

- migration into aqueous and fatty simulants (A-Ethanol 10%, B-Acetic acid 3%, D2- Vegetable oil), 10 days at 40°C.
- specific migration of primary aromatic amines and metals.

The overall migrations and the specific migrations are, within intended use, under the legal limit values (Regulation CE 1935/2004 and Regulation EU 10/2011, Test methods Regulation EU 10/2011).

The material mentioned above:

- does not contain substances considered as nanoform or classified as mutagenic, carcinogenic or toxic to reproduction.
- does not contain food additives and flavourings regulated by Regulation CE 1333/2008 and Regulation CE 1334/2008.
- does not alter the organoleptic characteristics of the contained food.
- is not considered active or intelligent packaging as per Regulation CE No. 450/2009 and subsequent updates and modifications.

We remind it is user responsibility to assure the suitability of the product regarding specific filling goods and/or specific operating conditions, since these can deviate from the standardized conditions as stated in the directives and regulations.

This document has been electronically generated and is valid without signature: 23/03/2025



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
PARA MATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

Alcance: Bidones forma cilíndrica con grifo

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Reference
BIGP-10K-001
BIGP-21K-001

Labbox Labware, bajo la responsabilidad del fabricante, declara que el producto anteriormente mencionado cumple con la legislación europea aplicable a materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos, en particular:

- **Reglamento (CE) nº 1935/2004** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- **Reglamento (UE) nº 10/2011**, incluidas sus modificaciones posteriores (como el Reglamento (UE) 2023/1627), sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- **Reglamento (CE) nº 2023/2006** sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Especificaciones:

El ensayo de migración global se ha realizado en un laboratorio externo acreditado bajo las siguientes condiciones:

- migración en simulantes acuosos y grasos (A-Etanol 10%, B-Ácido acético 3%, D2-Aceite vegetal), 10 días a 40°C.
- migración específica de aminas aromáticas primarias y metales.

Las migraciones globales y las migraciones específicas se encuentran, dentro del uso previsto, por debajo de los valores límite legales (Reglamento CE 1935/2004 y Reglamento UE 10/2011, métodos de ensayo Reglamento UE 10/2011).

El material mencionado anteriormente:

- no contiene sustancias consideradas en forma nano ni clasificadas como mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción.
- no contiene aditivos alimentarios ni aromas regulados por el Reglamento CE 1333/2008 y el Reglamento CE 1334/2008.
- no altera las características organolépticas del alimento contenido.
- no se considera envase activo o inteligente según el Reglamento CE Nº 450/2009 y sus posteriores actualizaciones y modificaciones.

Recordamos que es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto en relación con los productos específicos a envasar y/o las condiciones específicas de uso, ya que estas pueden desviarse de las condiciones estandarizadas establecidas en las directivas y reglamentos.

Este documento ha sido generado electrónicamente y es válido sin firma: 23/03/2025