

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón cuentagotas graduado de rosca DIN-18

Descripción : Tapón cuentagotas de polipropileno con precinto, tetina de silicona y tubo de vidrio. Con impresión de graduación, resistente a soluciones ácidas y alcalinas. Para convertir en cuentagotas los frascos de vidrio de referencia FRGA, FRGN, FRGB y FRGG

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	tipo	unidades por ref.
GC18-005-020	DIN-18	para botellas de 5 ml, blanco	20
GC18-010-020	DIN-18	para botellas de 10 ml, blanco	20
GC18-015-020	DIN-18	para botellas de 15 ml, blanco	20
GC18-020-020	DIN-18	para botellas de 20 ml, blanco	20
GC18-030-020	DIN-18	para botellas de 30 ml, blanco	20
GC18-050-020	DIN-18	para botellas de 50 ml, blanco	20
GC18-100-020	DIN-18	para botellas de 100 ml, blanco	20
GC18-B05-020	DIN-18	para botellas de 5 ml, negro	20
GC18-B10-020	DIN-18	para botellas de 10 ml, negro	20
GC18-B15-020	DIN-18	para botellas de 15 ml, negro	20
GC18-B20-020	DIN-18	para botellas de 20 ml, negro	20
GC18-B30-020	DIN-18	para botellas de 30 ml, negro	20
GC18-B50-020	DIN-18	para botellas de 50 ml, negro	20
GC18-10B-020	DIN-18	para botellas de 100 ml, negro	20

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DIN-18 graduated counter drop screw cap

Description : Polypropylene counter drop screw cap with seal, silicone teat and glass tube. With a graduation volume printing, resistant to acid and alkalin solutions. For converting to counter-drops our glass bottles FRGA, FRGN, FRGB and FRGG

TECHNICAL DATA

reference	screw	type	pcs/pack
GC18-005-020	DIN-18	for 5 ml bottles, white	20
GC18-010-020	DIN-18	for 10 ml bottles, white	20
GC18-015-020	DIN-18	for 15 ml bottles, white	20
GC18-020-020	DIN-18	for 20 ml bottles, white	20
GC18-030-020	DIN-18	for 30 ml bottles, white	20
GC18-050-020	DIN-18	for 50 ml bottles, white	20
GC18-100-020	DIN-18	for 100 ml bottles, white	20
GC18-B05-020	DIN-18	for 5 ml bottles, black	20
GC18-B10-020	DIN-18	for 10 ml bottles, black	20
GC18-B15-020	DIN-18	for 15 ml bottles, black	20
GC18-B20-020	DIN-18	for 20 ml bottles, black	20
GC18-B30-020	DIN-18	for 30 ml bottles, black	20
GC18-B50-020	DIN-18	for 50 ml bottles, black	20
GC18-10B-020	DIN-18	for 100 ml bottles, black	20

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon compte-gouttes gradué vissant DIN-18**Description :** Bouchon compte-gouttes vissant DIN-18 en polypropylène avec scellé, tétine de silicone et tige en verre. Impression avec volume de graduation, résistant aux solutions acides et alcalines. Pour convertir en compte-gouttes les flacons en verre ayant comme références FRGA, FRGN, FRGB et FRGG

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	type	unités par ref.
GC18-005-020	DIN-18	pour flacon de 5 ml, blanc	20
GC18-010-020	DIN-18	pour flacon de 10 ml, blanc	20
GC18-015-020	DIN-18	pour flacon de 15 ml, blanc	20
GC18-020-020	DIN-18	pour flacon de 20 ml, blanc	20
GC18-030-020	DIN-18	pour flacon de 30 ml, blanc	20
GC18-050-020	DIN-18	pour flacon de 50 ml, blanc	20
GC18-100-020	DIN-18	pour flacon de 100 ml, blanc	20
GC18-B05-020	DIN-18	pour flacon de 5 ml, noir	20
GC18-B10-020	DIN-18	pour flacon de 10 ml, noir	20
GC18-B15-020	DIN-18	pour flacon de 15 ml, noir	20
GC18-B20-020	DIN-18	pour flacon de 20 ml, noir	20
GC18-B30-020	DIN-18	pour flacon de 30 ml, noir	20
GC18-B50-020	DIN-18	pour flacon de 50 ml, noir	20
GC18-10B-020	DIN-18	pour flacon de 100 ml, noir	20

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo contagocce graduato a vite DIN-18

Descrizione : Tappo contagocce in polipropilene sigillabile, tettarella in silicone e tubo di vetro. Con graduazione impressa, resistente alle soluzioni acide e alcaline. Per contenitori in vetro con referenze FRGA, FRGN, FRGB e FRGG

DATI TECNICI

referenza	filettatura	tipo	unità per ref.
GC18-005-020	DIN-18	per bottiglie da 5 ml, bianco	20
GC18-010-020	DIN-18	per bottiglie da 10 ml, bianco	20
GC18-015-020	DIN-18	per bottiglie da 15 ml, bianco	20
GC18-020-020	DIN-18	per bottiglie da 20 ml, bianco	20
GC18-030-020	DIN-18	per bottiglie da 30 ml, bianco	20
GC18-050-020	DIN-18	per bottiglie da 50 ml, bianco	20
GC18-100-020	DIN-18	per bottiglie da 100 ml, bianco	20
GC18-B05-020	DIN-18	per bottiglie da 5 ml, nero	20
GC18-B10-020	DIN-18	per bottiglie da 10 ml, nero	20
GC18-B15-020	DIN-18	per bottiglie da 15 ml, nero	20
GC18-B20-020	DIN-18	per bottiglie da 20 ml, nero	20
GC18-B30-020	DIN-18	per bottiglie da 30 ml, nero	20
GC18-B50-020	DIN-18	per bottiglie da 50 ml, nero	20
GC18-10B-020	DIN-18	per bottiglie da 100 ml, nero	20

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

FOTO DEL PRODOTTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schraubverschluss mit Tropfenzähler, DIN-18, graduiert

Beschreibung : Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung, Silikon-Pipettensauger und Glaspipette. Mit Graduierung, säure- und basenbeständig. Ermöglicht die Benutzung der Glasfläschchen mit den Artikelnummern FRGA, FRGN, FRGB und FRGG als Tropffläschchen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Typ	Stückzahlpro Artikel
GC18-005-020	DIN-18	für 5 ml Flaschen, weiß	20
GC18-010-020	DIN-18	für 10 ml Flaschen, weiß	20
GC18-015-020	DIN-18	für 15 ml Flaschen, weiß	20
GC18-020-020	DIN-18	für 20 ml Flaschen, weiß	20
GC18-030-020	DIN-18	für 30 ml Flaschen, weiß	20
GC18-050-020	DIN-18	für 50 ml Flaschen, weiß	20
GC18-100-020	DIN-18	für 100 ml Flaschen, weiß	20
GC18-B05-020	DIN-18	für 5 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B10-020	DIN-18	für 10 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B15-020	DIN-18	für 15 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B20-020	DIN-18	für 20 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B30-020	DIN-18	für 30 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B50-020	DIN-18	für 50 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-10B-020	DIN-18	für 100 ml Flaschen, schwarz	20

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PRODUKTFOTO

