

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : FRASCO DE LDPE CUELLO ESTRECHO****Descripción :** Compatible con el tapón TP24 o para ser convertido en cuentagotas empleando las cánulas de rosca CA24

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	Øboca (mm)	rosca	unidades por ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

GENERAL INFORMATION**Product name :** NARROW MOUTH BOTTLE, LDPE**Description :** Compatible with the TP24 cap or for converting to counter-drops using dropper nozzle CA24

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	screw	pcs/pack
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PEBD, COL ÉTROIT**Description :** En polyéthylène basse densité. Compatible avec le bouchon TP24 et adéquat pour être converti en compte-gouttes en utilisant les canules à vis CA24

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	filetage	unités par ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA IN LDPE, COLLO STRETTO**Descrizione :** Compatibile con il tappo TP24 e trasformabile in contagocce utilizzando i tappi avvitabili CA24

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	filettatura	unità per ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : LDPE-FLES MET SMALLE HALS**Beschrijving :** Compatibel met de TP24-dop. Kan worden gebruikt als druppelflesje met een druppeldop met D24 schroefdraadProduct beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	Øhals (mm)	schroef	stuks per ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ENGHALSFLASCHE AUS LDPE**Beschreibung :** Kompatibel mit TP24-dop. Lassen sich mit den Tropfverschlüssen mit D24-Gewinde als Tropfflaschen verwenden.Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C