

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto :** RACK PARA PUNTAS DE PP, *STANDARD LINE***Descripción :** Racks de PP compatibles con las puntas de micropipeta astik'S Standard Line. Puntas no incluidas.**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | tipo                                                                    | unidades por ref. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TIPR-010-001 | para 96 puntas de hasta 10 µl tipo Gilson (TIPP-010)                    | 1                 |
| TIPR-200-001 | para 96 puntas de hasta 200 µl tipo Gilson (TIPC-201)                   | 1                 |
| TIPR-1K0-001 | para 100 puntas de hasta 1 ml tipo Gilson/Eppendorf (TIPC-1K0/TIPC-1K1) | 1                 |
| TIPR-5K0-001 | para 28 puntas de hasta 5 ml tipo Finn (TIPC-5K0)                       | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| TIPR-010-001 | 0,528     | 0,08 | 90269000 | 08434868110687 |
| TIPR-200-001 | 0,462     | 0,10 | 90269000 | 08434868110694 |
| TIPR-1K0-001 | 1,54      | 0,11 | 90269000 | 08434868110700 |
| TIPR-5K0-001 | 2,106     | 0,17 | 90269000 | 08434868110717 |

**FOTO DEL PRODUCTO**

## MATERIAL

### **MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** RACKS FOR POLYPROPYLENE TIPS, *STANDARD LINE***Description :** PP racks compatible with Standard Line micropipette tips. Tips not included

## TECHNICAL DATA

| reference    | type                                                               | pcs/pack |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| TIPR-010-001 | for 96 tips up to 10 µL, Gilson type (TIPP-010)                    | 1        |
| TIPR-200-001 | for 96 tips up to 200 µL, Gilson type (TIPC-201)                   | 1        |
| TIPR-1K0-001 | for 100 tips up to 1 mL, Gilson/Eppendorf type (TIPC-1K0/TIPC-1K1) | 1        |
| TIPR-5K0-001 | for 28 tips up to 5 mL, Finn type (TIPC-5K0)                       | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| TIPR-010-001 | 0,528     | 0,08 | 90269000 | 08434868110687 |
| TIPR-200-001 | 0,462     | 0,10 | 90269000 | 08434868110694 |
| TIPR-1K0-001 | 1,54      | 0,11 | 90269000 | 08434868110700 |
| TIPR-5K0-001 | 2,106     | 0,17 | 90269000 | 08434868110717 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** RACK POUR POINTES EN PP, *STANDARD LINE***Description :** Racks en PP compatibles avec les pointes de micropipette Standard Line. Pointes non incluses

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | type                                                                     | unités par ref. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TIPR-010-001 | pour 96 pointes jusqu'à 10 µL, type Gilson (TIPP-010)                    | 1               |
| TIPR-200-001 | pour 96 pointes jusqu'à 200 µL, type Gilson (TIPC-201)                   | 1               |
| TIPR-1K0-001 | pour 100 pointes jusqu'à 1 mL, type Gilson/Eppendorf (TIPC-1K0/TIPC-1K1) | 1               |
| TIPR-5K0-001 | pour 28 pointes jusqu'à 5 mL, type Finn (TIPC-5K0)                       | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| TIPR-010-001 | 0,528     | 0,08 | 90269000 | 08434868110687 |
| TIPR-200-001 | 0,462     | 0,10 | 90269000 | 08434868110694 |
| TIPR-1K0-001 | 1,54      | 0,11 | 90269000 | 08434868110700 |
| TIPR-5K0-001 | 2,106     | 0,17 | 90269000 | 08434868110717 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### **MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : RACK PER PUNTE IN POLIPROPILENE, STANDARD LINE****Descrizione :** Racks in PP compatibili con i puntali per micropipette Standard Line. Puntali non inclusi

## DATI TECNICI

| referenza    | tipo                                                                   | unità per ref. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TIPR-010-001 | per 96 puntali fino a 10 µL, tipo Gilson (TIPP-010)                    | 1              |
| TIPR-200-001 | per 96 puntali fino a 200 µL, tipo Gilson (TIPC-201)                   | 1              |
| TIPR-1K0-001 | per 100 puntali fino a 1 mL, tipo Gilson/Eppendorf (TIPC-1K0/TIPC-1K1) | 1              |
| TIPR-5K0-001 | per 28 puntali fino a 5 mL, tipo Finn (TIPC-5K0)                       | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| TIPR-010-001 | 0,528     | 0,08 | 90269000 | 08434868110687 |
| TIPR-200-001 | 0,462     | 0,10 | 90269000 | 08434868110694 |
| TIPR-1K0-001 | 1,54      | 0,11 | 90269000 | 08434868110700 |
| TIPR-5K0-001 | 2,106     | 0,17 | 90269000 | 08434868110717 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam :** RACKS VOOR POLYPROPYLEEN TIPS, *STANDARD LINE***Beschrijving :** PP-racks compatibel met Standard Line micropipettips. Tips niet inbegrepen**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | type                                                              | stuks per ref. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| TIPR-010-001 | voor 96 tips tot 10 µL, type Gilson (TIPP-010)                    | 1              |
| TIPR-200-001 | voor 96 tips tot 200 µL, type Gilson (TIPC-201)                   | 1              |
| TIPR-1K0-001 | voor 100 tips tot 1 mL, type Gilson/Eppendorf (TIPC-1K0/TIPC-1K1) | 1              |
| TIPR-5K0-001 | voor 28 tips tot 5 mL, type Finn (TIPC-5K0)                       | 1              |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| TIPR-010-001 | 0,528     | 0,08 | 90269000 | 08434868110687 |
| TIPR-200-001 | 0,462     | 0,10 | 90269000 | 08434868110694 |
| TIPR-1K0-001 | 1,54      | 0,11 | 90269000 | 08434868110700 |
| TIPR-5K0-001 | 2,106     | 0,17 | 90269000 | 08434868110717 |

**PRODUKTFOTO**

## MATERIAAL

### MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : RACK FÜR PIPETTENSPITZEN AUS PP, STANDARD LINE****Beschreibung :** Racks aus Polypropylen (PP), kompatibel mit den Spitzen für Standard Line Mikroliterpipetten.  
Pipettenspitzen nicht enthalten.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ                                                                | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TIPR-010-001  | für 96 Spitzen bis 10 µL, Typ Gilson (TIPP-010)                    | 1                     |
| TIPR-200-001  | für 96 Spitzen bis 200 µL, Typ Gilson (TIPC-201)                   | 1                     |
| TIPR-1K0-001  | für 100 Spitzen bis 1 mL, Typ Gilson/Eppendorf (TIPC-1K0/TIPC-1K1) | 1                     |
| TIPR-5K0-001  | für 28 Spitzen bis 5 mL, Typ Finn (TIPC-5K0)                       | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| TIPR-010-001 | 0,528     | 0,08 | 90269000 | 08434868110687 |
| TIPR-200-001 | 0,462     | 0,10 | 90269000 | 08434868110694 |
| TIPR-1K0-001 | 1,54      | 0,11 | 90269000 | 08434868110700 |
| TIPR-5K0-001 | 2,106     | 0,17 | 90269000 | 08434868110717 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

### MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.