

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MICROSCOPIO BIOLÓGICO, VISION

Descripción : Microscopios con estructura metálica sólida y acabado resistente a manchas, diseñados para un uso intensivo en entornos educativos. Cuentan con cabezal monocular/binocular inclinado a 45° y giratorio 360°, o bien pantalla integrada IPS de 7" que permite una visualización compartida y presentación de imágenes. Equipados con oculares WF10X/18 mm, revólver cuádruple y objetivos acromáticos DIN de 4X, 10X, 40X y 100X (revólver triple en el monocular y sin 100X). Iluminación LED ajustable. Monocular: Platina de 110 x 120 mm con clips, enfoque coaxial micrométrico y macrométrico, condensador N.A. 0.65 con diafragma de iris. Binocular: Platina mecánica de doble capa con escalas precisas, enfoque coaxial micrométrico y macrométrico, condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris. Incluyen filtros, funda protectora y accesorios. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MP01-001-001	cabezal monocular	1
MP01-002-001	cabezal binocular	1
MP01-00D-001	cabezal con pantalla IPS	1
MPAC-055-001	platina mecánica de 110 x 120 mm, rango de movimiento 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	objetivo acromático de 60X	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	29,67	9,33	90118000	08434868111868
MP01-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115774
MP01-00D-001	76,56	9,31	90118000	08434868115781
MPAC-055-001	3	0,50	90119010	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119010	08434868112520

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BIOLOGICAL MICROSCOPE, VISION

Description : Microscopes with solid metal frame and stain-resistant finish, designed for intensive use in educational settings. Feature monocular/binocular head inclined at 45° and rotatable 360°, or integrated 7" IPS screen for shared viewing and image presentation. Equipped with WF10X/18 mm eyepieces, quadruple nosepiece, and DIN achromatic objectives: 4X, 10X, 40X, and 100X (monocular version includes triple nosepiece without 100X). Adjustable LED illumination. Monocular: 110 x 120 mm stage with clips, coaxial fine and coarse focus, condenser N.A. 0.65 with iris diaphragm. Binocular: double-layer mechanical stage with precise scales, coaxial fine and coarse focus, Abbe condenser N.A. 1.25 with iris diaphragm. Includes filters, dust cover, and accessories. 100-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MP01-001-001	monocular head	1
MP01-002-001	binocular head	1
MP01-00D-001	IPS-screen head	1
MPAC-055-001	mechanical stage 110 × 120 mm, movement range 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	60X achromatic objective	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	29,67	9,33	90118000	08434868111868
MP01-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115774
MP01-00D-001	76,56	9,31	90118000	08434868115781
MPAC-055-001	3	0,50	90119010	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119010	08434868112520

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MICROSCOPE BIOLOGIQUE, VISION

Description : Microscopes à structure métallique robuste et finition résistante aux taches, conçus pour une utilisation intensive en milieu éducatif. Tête monoculaire/binoculaire inclinée à 45° et rotative à 360°, ou écran IPS intégré 7" pour affichage partagé et présentation d'images. Oculaires WF10X/18 mm, revolver quadruple et objectifs achromatiques DIN 4X, 10X, 40X et 100X (revolver triple sur le monoculaire et sans objectif 100X.). Éclairage LED réglable. Monoculaire : platine 110 x 120 mm avec pinces, mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique, condenseur N.A. 0,65 avec diaphragme iris. Binoculaire : platine mécanique à deux niveaux avec échelles précises, mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique, condenseur Abbe N.A. 1,25 avec diaphragme iris. Comprend filtres, housse de protection et accessoires. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie : 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MP01-001-001	tête monoculaire	1
MP01-002-001	tête binoculaire	1
MP01-00D-001	tête avec écran IPS	1
MPAC-055-001	platine mécanique de 110 x 120 mm, plage de mouvement 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	objectif achromatique 60X	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	29,67	9,33	90118000	08434868111868
MP01-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115774
MP01-00D-001	76,56	9,31	90118000	08434868115781
MPAC-055-001	3	0,50	90119010	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119010	08434868112520

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROSCOPIO BIOLOGICO, VISION

Descrizione : Microscopi con struttura metallica solida e finitura resistente alle macchie, progettati per un uso intensivo in ambienti educativi. Dotati di testata monoculare/binoculare inclinata a 45° e girevole a 360°, oppure di schermo integrato IPS da 7" che consente una visualizzazione condivisa e la presentazione delle immagini. Oculari WF10X/18 mm, revolver quadruplo e obiettivi acromatici DIN 4X, 10X, 40X e 100X (revolver triplo nel modello monoculare e senza 100X). Illuminazione LED regolabile. Modello monoculare: tavolino 110 x 120 mm con pinzette, messa a fuoco coassiale micrometrica e macrometrica, condensatore N.A. 0.65 con diaframma ad iride. Modello binoculare: tavolino meccanico a doppio strato con scale di precisione, messa a fuoco coassiale micrometrica e macrometrica, condensatore Abbe N.A. 1.25 con diaframma ad iride. 100-240 V, 50/60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MP01-001-001	testata monoculare	1
MP01-002-001	testata binoculare	1
MP01-00D-001	testata con schermo IPS	1
MPAC-055-001	platina meccanica di 110 x 120 mm, range di movimento 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	obiettivo acromatico 60X	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	29,67	9,33	90118000	08434868111868
MP01-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115774
MP01-00D-001	76,56	9,31	90118000	08434868115781
MPAC-055-001	3	0,50	90119010	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119010	08434868112520

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BIOLOGISCHE MICROSCOOP, VISION

Beschrijving : Microscopen met een solide metalen frame en vlekbestendige afwerking, ontworpen voor intensief gebruik in educatieve omgevingen. Ze beschikken over een 45° hellende en 360° draaibare monoculaire/binoculaire kop of een geïntegreerd 7" IPS display voor het gezamenlijk bekijken en presenteren van beelden. Uitgerust met WF10X/18 mm oculairen, quad revolver en 4X, 10X, 40X en 100X DIN achromatische objectieven (niet bij de monoculaire variant). Instelbare LED-verlichting. Monoculair: 110 x 120 mm objecttafel met klemmen, coaxiale micrometrische en macrometrische scherpstelling, N.A. 0.65 condensor met irisdiafragma. Binoculair: Dubbel gecoate mechanische objecttafel met nauwkeurige schalen, coaxiale micrometrische en macrometrische scherpstelling, Abbe N.A. 1.25 condensor met irisdiafragma. Inclusief filters, beschermhoes en accessoires. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MP01-001-001	monoculaire kop	1
MP01-002-001	binoculaire kop	1
MP01-00D-001	IPS-displaykop	1
MPAC-055-001	mechanische tafel 110 x 120 mm, bewegingsbereik 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	60X achromatisch objectief	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	29,67	9,33	90118000	08434868111868
MP01-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115774
MP01-00D-001	76,56	9,31	90118000	08434868115781
MPAC-055-001	3	0,50	90119010	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119010	08434868112520

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BIOLOGISCHES MIKROSKOP, VISION

Beschreibung : Mikroskope mit starker Metallkonstruktion und schmutzabweisender Oberfläche, konzipiert für den intensiven Einsatz in pädagogischen Bereichen. Sie verfügen über einen um 45° geneigten und um 360° drehbaren monokularen/binokularen Kopf oder ein integriertes 7"-IPS-Display zur gemeinsamen Betrachtung und Bildpräsentation. Ausgestattet mit WF10X/18 mm -Okularen, vierfachem Objektivrevolver und achromatischen 4X-, 10X-, 40X- und 100X-DIN-Objektiven (dreifacher Objektivrevolver beim Monokular, kein 100X). Einstellbare LED-Beleuchtung. Monokular: Tisch 110 x 120 mm mit Klemmen, koaxiale mikrometrische und makrometrische Fokussierung, Kondensor A.N. 0,65 mit Irisblende. Binokular: Doppelt beschichteter, mechanischer Tisch mit präzisen Skalen, koaxiale mikrometrische und makrometrische Fokussierung, Abbe-Kondensor A.N. 1,25 mit Irisblende. Einschließlich Filter, Schutzhülle und Zubehör. Garantie: 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MP01-001-001	monokularer Kopf	1
MP01-002-001	binokularer Kopf	1
MP01-00D-001	IPS-Display-Kopf	1
MPAC-055-001	mechanischer Objektstisch 110 x 120 mm, 1 Bewegungsbereich 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	Achromatisches Objektiv 60X	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	29,67	9,33	90118000	08434868111868
MP01-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115774
MP01-00D-001	76,56	9,31	90118000	08434868115781
MPAC-055-001	3	0,50	90119010	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119010	08434868112520

PRODUKTFOTO

