

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : CÁMARA FULLHD HDMI, SNAP CONNECT**

Descripción : Cámara C-mount con interfaces HDMI, WiFi y tarjeta SD, equipada con un sensor CMOS de alta sensibilidad de Sony. Permite salida simultánea por HDMI y WiFi, control por ratón integrado, captura de imágenes y grabación de video directamente en tarjeta SD, y un panel de control para el ratón con funciones como zoom, espejo, comparación, congelado y navegador. Su motor de color garantiza una reproducción perfecta del color. Software compatible con Windows, Linux, macOS y Android. Ideal para transferencia de datos a pantallas HDMI u ordenadores. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CMHD-002-001	IMX185(C), 1/1.9", 1920 x 1080 Pixel, 2MP	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CMHD-002-001	4,68	1,41	90118000	08434868111981

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : FULLHD HDMI CAMERA SNAP CONNECT**

Description : The Snap Connect camera is a C-mount camera with HDMI, WiFi, and SD card interfaces, equipped with a high-sensitivity Sony CMOS sensor. It allows simultaneous output via HDMI and WiFi, integrated mouse control, image capture and video recording directly onto the SD card, and a mouse control panel with functions like zoom, mirror, comparison, freeze, and browser. Its color engine ensures perfect color reproduction. Software compatible with Windows, Linux, macOS, and Android. Ideal for data transfer to HDMI displays or computers. 100-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CMHD-002-001	IMX185(C), 1/1.9", 1920 x 1080 Pixel, 2MP	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CMHD-002-001	4,68	1,41	90118000	08434868111981

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CAMÉRA FULLHD HDMI SNAP CONNECT

Description : La caméra Snap Connect est une caméra C-mount avec interfaces HDMI, WiFi et carte SD, équipée d'un capteur CMOS haute sensibilité de Sony. Elle permet une sortie simultanée via HDMI et WiFi, un contrôle intégré par souris, la capture d'images et l'enregistrement vidéo directement sur la carte SD, et un panneau de contrôle pour la souris avec des fonctions telles que zoom, miroir, comparaison, gel et navigateur. Son moteur de couleurs garantit une reproduction parfaite des couleurs. Logiciel compatible avec Windows, Linux, macOS et Android. Idéale pour le transfert de données vers des écrans HDMI ou des ordinateurs. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CMHD-002-001	IMX185(C), 1/1.9", 1920 x 1080 Pixel, 2MP	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CMHD-002-001	4,68	1,41	90118000	08434868111981

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FOTOCAMERA FULLHD HDMI SNAP CONNECT

Descrizione : La fotocamera Snap Connect è una fotocamera C-mount con interfacce HDMI, WiFi e scheda SD, dotata di sensore CMOS ad alta sensibilità di Sony. Consente l'uscita simultanea tramite HDMI e WiFi, il controllo con mouse integrato, la cattura di immagini e la registrazione video direttamente su scheda SD e un pannello di controllo del mouse con funzioni come zoom, specchio, confronto, congelamento e browser. Il motore di colore garantisce una perfetta riproduzione dei colori. Software compatibile con Windows, Linux, macOS e Android. Ideale per il trasferimento di dati a schermi HDMI o computer. 100-240 V, 50/60 Hz. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CMHD-002-001	IMX185(C), 1/1.9", 1920 x 1080 Pixel, 2MP	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CMHD-002-001	4,68	1,41	90118000	08434868111981

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FULLHD HDMI-CAMERA SNAP CONNECT

Beschrijving : De Snap Connect camera is een C-mount camera met HDMI-, WiFi- en SD-kaartinterfaces, uitgerust met een hooggevoelige Sony CMOS-sensor. Het biedt gelijktijdige uitvoer via HDMI en WiFi, geïntegreerde muisbesturing, beeldopname en videoregistratie rechtstreeks op SD-kaart, en een muisbesturingspaneel met functies zoals zoom, spiegel, vergelijking, bevroering en browser. De kleurmotor zorgt voor perfecte kleurweergave. Software compatibel met Windows, Linux, macOS en Android. Ideaal voor gegevensoverdracht naar HDMI-schermen of computers. 100-240 V, 50/60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CMHD-002-001	IMX185(C), 1/1.9", 1920 x 1080 Pixel, 2MP	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CMHD-002-001	4,68	1,41	90118000	08434868111981

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FULLHD HDMI KAMERA, SNAP CONNECT

Beschreibung : Die Kamera Snap Connect ist eine C-Mount-Kamera mit HDMI-, WiFi- und SD-Kartenschnittstellen, ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sony CMOS-Sensor. Sie ermöglicht eine gleichzeitige Ausgabe über HDMI und WiFi, integrierte Maussteuerung, Bildaufnahme und Videoaufzeichnung direkt auf der SD-Karte sowie ein Maussteuerfeld mit Funktionen wie Zoom, Spiegel, Vergleich, Freeze und Browser. Ihr Farbengine sorgt für eine perfekte Farbwiedergabe. Die Software ist kompatibel mit Windows, Linux, macOS und Android. Ideal für die Datenübertragung auf HDMI-Bildschirme oder Computer. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CMHD-002-001	IMX185(C), 1/1.9", 1920 x 1080 Pixel, 2MP	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CMHD-002-001	4,68	1,41	90118000	08434868111981

PRODUKTFOTO

