

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : KIT DE VIALES PRELIMPIADOS PARA EPA

Descripción : Incluye vial tipo EPA/TOC de vidrio borosilicato 6.8 transparente de 40 mL + tapón de rosca de polipropileno (PP) blanco (24-414), con septa de 22 mm fabricada en PTFE natural y silicona blanca, con un grosor de 3,0 mm, y cubierta antipolvo. Especial para muestreo ambiental y análisis de carbono orgánico total (TOC) según normativas EPA. Diseñado para ofrecer máxima pureza y evitar contaminaciones, es la opción recomendada para ensayos de aguas, compuestos orgánicos y análisis sensibles. Su tapón garantiza excelente resistencia química y un sellado seguro. Se suministran ensamblados de fábrica, listos para su uso inmediato



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	h (mm)	Ø (mm)	unidades por ref.
SVPR-040-072	40 ml	95	27,5	72

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVPR-040-072	9,83	2,60	70179000	08434868118225

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : PRE-CLEANED EPA VIAL KIT

Description : Includes a 40 mL borosilicate 6.8 clear glass EPA/TOC vial + white polypropylene (PP) open-top screw cap (24-414) with a 22 mm septum made of natural PTFE and white silicone, 3.0 mm thick, and a dust cover. Specially designed for environmental sampling and Total Organic Carbon (TOC) analysis according to EPA regulations. Developed to ensure maximum purity and prevent contamination, it is the recommended choice for water testing, organic compounds, and sensitive analyses. The cap provides excellent chemical resistance and a secure seal. Supplied factory pre-assembled, ready for immediate use



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	h (mm)	Ø (mm)	pcs/pack
SVPR-040-072	40 ml	95	27,5	72

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVPR-040-072	9,83	2,60	70179000	08434868118225

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : KIT DE FLACONS EPA PRÉ-NETTOYÉS

Description : Comprend un flacon type EPA/TOC en verre borosilicaté 6.8 clair de 40 mL, avec bouchon à vis en polypropylène blanc PP (24-414), équipé d'un septum de 22 mm en PTFE naturel et silicone blanc de 3,0 mm d'épaisseur, ainsi qu'une protection antipoussière. Spécialement conçu pour l'échantillonnage environnemental et l'analyse du carbone organique total (TOC) selon les normes EPA. Conçu pour garantir une pureté maximale et éviter toute contamination, est recommandé pour les analyses d'eaux, les composés organiques et les analyses sensibles. Le bouchon assure une excellente résistance chimique et une étanchéité fiable. Fourni prémonté en usine, prêt à l'emploi immédiat.



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	h (mm)	Ø (mm)	unités par ref.
SVPR-040-072	40 ml	95	27,5	72

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVPR-040-072	9,83	2,60	70179000	08434868118225

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : KIT DI FLACONI EPA PRE-PULITI

Descrizione : Include flacone EPA/TOC in vetro borosilicato 6.8 trasparente da 40 mL + tappo a vite in polipropilene (PP) bianco (24-414) con septum da 22 mm in PTFE naturale/silicone bianco, spessore 3,0 mm, e tappo antipolvere. Ideale per campionamento ambientale e analisi TOC secondo normativa EPA. Progettato per offrire la massima purezza e prevenire la contaminazione, è l'opzione consigliata per testare l'acqua, i composti organici e le analisi sensibili. Fornito premontato in fabbrica, pronto all'uso



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	h (mm)	Ø (mm)	unità per ref.
SVPR-040-072	40 ml	95	27,5	72

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVPR-040-072	9,83	2,60	70179000	08434868118225

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VOORGEREINIGDE EPA-FLESKIT

Beschrijving : Bevat een transparant 40 ml EPA/TOC-flesje van 6.8 borosilicaatglas + witte polypropyleen (PP) schroefdop (24-414), met een 22 mm septum van natuurlijk PTFE en witte siliconen, dikte 3,0 mm, incl. stofkap. Speciaal ontwikkeld voor milieubemonstering en TOC-analyse volgens EPA-richtlijnen. Ontworpen voor maximale zuiverheid en om verontreiniging te voorkomen. De aanbevolen keuze voor watertests, organische verbindingen en delicate analyses. De dop garandeert een uitstekende chemische bestendigheid en een veilige afsluiting. Fabrieksmatig voorgemonteerd, direct klaar voor gebruik.



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	h (mm)	Ø (mm)	stuks per ref.
SVPR-040-072	40 ml	95	27,5	72

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVPR-040-072	9,83	2,60	70179000	08434868118225

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : EPA-FLASCHENSET, VORGEREINIGT**

Beschreibung : Enthält ein 40 mL-Fläschchen aus Borosilikatglas 6.8 EPA/TOC + weißen PP-Schraubverschluss (24-414) mit 22 mm Septum aus PTFE/Silikon (3,0 mm) und Staubschutz. Speziell für Umweltprobenahme und TOC-Analyse nach EPA-Standards. Entwickelt, um maximale Reinheit zu bieten und Kontamination zu vermeiden, ist es die empfohlene Option für Wassertests, organische Verbindungen und empfindliche Analysen. Sein Verschluss garantiert ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eine sichere Abdichtung. Werkseitig vormontiert, sofort einsatzbereit.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	H (mm)	Ø (mm)	Stückzahl pro Artikel
SVPR-040-072	40 ml	95	27,5	72

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVPR-040-072	9,83	2,60	70179000	08434868118225

PRODUKTFOTO