

GENERAL INFORMATION

Product name : Latex disposable exam gloves

Description : Available in powdered and powder-free option, non sterile. 100% pure natural latex, natural colour. Ambidextrous. AQL 1.5. According to EU 2016/425, and EN 420, EN 374 1/5 and EN 455 1/2/3 standards

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLOL-PXS-100	powdered, XS (5-6) size	100
GLOL-P0S-100	powdered, S (6-7) size	100
GLOL-P0M-100	powdered, M (7-8) size	100
GLOL-P0L-100	powdered, L (8-9) size	100
GLOL-PXL-100	powdered, XL (9-10) size	100
GLOL-0XS-100	powder free, XS (5-6) size	100
GLOL-00S-100	powder free, S (6-7) size	100
GLOL-00M-100	powder free, M (7-8) size	100
GLOL-00L-100	powder free, L (8-9) size	100
GLOL-0XL-100	powder free, XL (9-10) size	100
GLOL-PXS-1K0	powdered, XS (5-6) size	10 x 100
GLOL-P0S-1K0	powdered, S (6-7) size	10 x 100
GLOL-P0M-1K0	powdered, M (7-8) size	10 x 100
GLOL-P0L-1K0	powdered, L (8-9) size	10 x 100
GLOL-PXL-1K0	powdered, XL (9-10) size	10 x 100
GLOL-0XS-1K0	powder free, XS (5-6) size	10 x 100
GLOL-00S-1K0	powder free, S (6-7) size	10 x 100
GLOL-00M-1K0	powder free, M (7-8) size	10 x 100
GLOL-00L-1K0	powder free, L (8-9) size	10 x 100
GLOL-0XL-1K0	powder free, XL (9-10) size	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOL-PXS-100	1,848	0,483	40151900	08434868025165
GLOL-P0S-100	1,848	0,488	40151900	08434868025141
GLOL-P0M-100	1,32	0,558	40151900	08434868025134
GLOL-P0L-100	1,35	0,595	40151900	08434868025127
GLOL-PXL-100	1,848	0,627	40151900	08434868025158
GLOL-0XS-100	2,016	0,47	40151900	08434868025110
GLOL-00S-100	1,81	0,625	40151900	08434868025097

GLOL-00M-100	1,806	0,59	40151900	08434868025080
GLOL-00L-100	1,85	0,69	40151900	08434868025073
GLOL-0XL-100	2,016	0,696	40151900	08434868025103
GLOL-PXS-1K0	20	5,5	40151900	18434868025162
GLOL-P0S-1K0	23	5,98	40151900	18434868025148
GLOL-P0M-1K0	20,25	5,588	40151900	18434868025131
GLOL-P0L-1K0	20,25	5,665	40151900	18434868025124
GLOL-PXL-1K0	20	7	40151900	18434868025155
GLOL-0XS-1K0	23	5,45	40151900	18434868025117
GLOL-00S-1K0	23	4,5	40151900	18434868025094
GLOL-00M-1K0	23	4,5	40151900	18434868025087
GLOL-00L-1K0	23,3	4,5	40151900	18434868025070
GLOL-0XL-1K0	23	7,38	40151900	18434868025100

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Guantes de examen desechables de látex

Descripción : Disponibles con polvo y sin polvo, no estériles. Látex natural puro 100%, color natural. Ambidextros. AQL 1,5. Cumplen con la directiva EU 2016/425 y las normas EN 420, EN 374 1/5 y EN 455 1/2/3

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLOL-PXS-100	con polvo, talla XS (5-6)	100
GLOL-P0S-100	con polvo, talla S (6-7)	100
GLOL-P0M-100	con polvo, talla M (7-8)	100
GLOL-P0L-100	con polvo, talla L (8-9)	100
GLOL-PXL-100	con polvo, talla XL (9-10)	100
GLOL-0XS-100	sin polvo, talla XS (5-6)	100
GLOL-00S-100	sin polvo, talla S (6-7)	100
GLOL-00M-100	sin polvo, talla M (7-8)	100
GLOL-00L-100	sin polvo, talla L (8-9)	100
GLOL-0XL-100	sin polvo, talla XL (9-10)	100
GLOL-PXS-1K0	con polvo, talla XS (5-6)	10 x 100
GLOL-P0S-1K0	con polvo, talla S (6-7)	10 x 100
GLOL-P0M-1K0	con polvo, talla M (7-8)	10 x 100
GLOL-P0L-1K0	con polvo, talla L (8-9)	10 x 100
GLOL-PXL-1K0	con polvo, talla XL (9-10)	10 x 100
GLOL-0XS-1K0	sin polvo, talla XS (5-6)	10 x 100
GLOL-00S-1K0	sin polvo, talla S (6-7)	10 x 100
GLOL-00M-1K0	sin polvo, talla M (7-8)	10 x 100
GLOL-00L-1K0	sin polvo, talla L (8-9)	10 x 100
GLOL-0XL-1K0	sin polvo, talla XL (9-10)	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOL-PXS-100	1,848	0,483	40151900	08434868025165
GLOL-P0S-100	1,848	0,488	40151900	08434868025141
GLOL-P0M-100	1,32	0,558	40151900	08434868025134
GLOL-P0L-100	1,35	0,595	40151900	08434868025127
GLOL-PXL-100	1,848	0,627	40151900	08434868025158
GLOL-0XS-100	2,016	0,47	40151900	08434868025110
GLOL-00S-100	1,81	0,625	40151900	08434868025097

GLOL-00M-100	1,806	0,59	40151900	08434868025080
GLOL-00L-100	1,85	0,69	40151900	08434868025073
GLOL-0XL-100	2,016	0,696	40151900	08434868025103
GLOL-PXS-1K0	20	5,5	40151900	18434868025162
GLOL-P0S-1K0	23	5,98	40151900	18434868025148
GLOL-P0M-1K0	20,25	5,588	40151900	18434868025131
GLOL-P0L-1K0	20,25	5,665	40151900	18434868025124
GLOL-PXL-1K0	20	7	40151900	18434868025155
GLOL-0XS-1K0	23	5,45	40151900	18434868025117
GLOL-00S-1K0	23	4,5	40151900	18434868025094
GLOL-00M-1K0	23	4,5	40151900	18434868025087
GLOL-00L-1K0	23,3	4,5	40151900	18434868025070
GLOL-0XL-1K0	23	7,38	40151900	18434868025100

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom produit : Gant d'examen à usage unique en latex
Description : Disponible avec ou sans poudre, non stérile. Latex naturel pur 100%, couleur naturelle. Ambidextre. AQL 1,5. Conforme à la directive EU 2016/425 et normes EN 420 et EN 374 1/5 et EN 455 1/2/3

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLOL-PXS-100	poudré, taille XS (5-6)	100
GLOL-P0S-100	poudré, taille S (6-7)	100
GLOL-P0M-100	poudré, taille M (7-8)	100
GLOL-P0L-100	poudré, taille L (8-9)	100
GLOL-PXL-100	poudré, taille XL (9-10)	100
GLOL-0XS-100	non poudré, taille XS (5-6)	100
GLOL-00S-100	non poudré, taille S (6-7)	100
GLOL-00M-100	non poudré, taille M (7-8)	100
GLOL-00L-100	non poudré, taille L (8-9)	100
GLOL-0XL-100	non poudré, taille XL (9-10)	100
GLOL-PXS-1K0	poudré, taille XS (5-6)	10 x 100
GLOL-P0S-1K0	poudré, taille S (6-7)	10 x 100
GLOL-P0M-1K0	poudré, taille M (7-8)	10 x 100
GLOL-P0L-1K0	poudré, taille L (8-9)	10 x 100
GLOL-PXL-1K0	poudré, taille XL (9-10)	10 x 100
GLOL-0XS-1K0	non poudré, taille XS (5-6)	10 x 100
GLOL-00S-1K0	non poudré, taille S (6-7)	10 x 100
GLOL-00M-1K0	non poudré, taille M (7-8)	10 x 100
GLOL-00L-1K0	non poudré, taille L (8-9)	10 x 100
GLOL-0XL-1K0	non poudré, taille XL (9-10)	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOL-PXS-100	1,848	0,483	40151900	08434868025165
GLOL-P0S-100	1,848	0,488	40151900	08434868025141
GLOL-P0M-100	1,32	0,558	40151900	08434868025134
GLOL-P0L-100	1,35	0,595	40151900	08434868025127
GLOL-PXL-100	1,848	0,627	40151900	08434868025158
GLOL-0XS-100	2,016	0,47	40151900	08434868025110
GLOL-00S-100	1,81	0,625	40151900	08434868025097

GLOL-00M-100	1,806	0,59	40151900	08434868025080
GLOL-00L-100	1,85	0,69	40151900	08434868025073
GLOL-0XL-100	2,016	0,696	40151900	08434868025103
GLOL-PXS-1K0	20	5,5	40151900	18434868025162
GLOL-P0S-1K0	23	5,98	40151900	18434868025148
GLOL-P0M-1K0	20,25	5,588	40151900	18434868025131
GLOL-P0L-1K0	20,25	5,665	40151900	18434868025124
GLOL-PXL-1K0	20	7	40151900	18434868025155
GLOL-0XS-1K0	23	5,45	40151900	18434868025117
GLOL-00S-1K0	23	4,5	40151900	18434868025094
GLOL-00M-1K0	23	4,5	40151900	18434868025087
GLOL-00L-1K0	23,3	4,5	40151900	18434868025070
GLOL-0XL-1K0	23	7,38	40151900	18434868025100

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Guanti in lattice monouso per esami**Descrizione :** Disponibili con e senza polvere, non sterili. Puro lattice naturale al 100%, colore naturale. Ambidestri. AQL 1,5. Conformi a EU 2016/425, EN 420 e EN 374 1/5 e 455 1/2/3

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLOL-PXS-100	con polvere, taglia XS (5-6)	100
GLOL-P0S-100	con polvere, taglia S (6-7)	100
GLOL-P0M-100	con polvere, taglia M (7-8)	100
GLOL-P0L-100	con polvere, taglia L (8-9)	100
GLOL-PXL-100	con polvere, taglia XL (9-10)	100
GLOL-0XS-100	senza polvere, taglia (5-6)	100
GLOL-00S-100	senza polvere, taglia S (6-7)	100
GLOL-00M-100	senza polvere, taglia M (7-8)	100
GLOL-00L-100	senza polvere, taglia L (8-9)	100
GLOL-0XL-100	senza polvere, taglia (9-10)	100
GLOL-PXS-1K0	con polvere, taglia XS (5-6)	10 x 100
GLOL-P0S-1K0	con polvere, taglia S (6-7)	10 x 100
GLOL-P0M-1K0	con polvere, taglia M (7-8)	10 x 100
GLOL-P0L-1K0	con polvere, taglia L (8-9)	10 x 100
GLOL-PXL-1K0	con polvere, taglia XL (9-10)	10 x 100
GLOL-0XS-1K0	senza polvere, taglia (5-6)	10 x 100
GLOL-00S-1K0	senza polvere, taglia S (6-7)	10 x 100
GLOL-00M-1K0	senza polvere, taglia M (7-8)	10 x 100
GLOL-00L-1K0	senza polvere, taglia L (8-9)	10 x 100
GLOL-0XL-1K0	senza polvere, taglia (9-10)	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOL-PXS-100	1,848	0,483	40151900	08434868025165
GLOL-P0S-100	1,848	0,488	40151900	08434868025141
GLOL-P0M-100	1,32	0,558	40151900	08434868025134
GLOL-P0L-100	1,35	0,595	40151900	08434868025127
GLOL-PXL-100	1,848	0,627	40151900	08434868025158
GLOL-0XS-100	2,016	0,47	40151900	08434868025110
GLOL-00S-100	1,81	0,625	40151900	08434868025097

GLOL-00M-100	1,806	0,59	40151900	08434868025080
GLOL-00L-100	1,85	0,69	40151900	08434868025073
GLOL-0XL-100	2,016	0,696	40151900	08434868025103
GLOL-PXS-1K0	20	5,5	40151900	18434868025162
GLOL-P0S-1K0	23	5,98	40151900	18434868025148
GLOL-P0M-1K0	20,25	5,588	40151900	18434868025131
GLOL-P0L-1K0	20,25	5,665	40151900	18434868025124
GLOL-PXL-1K0	20	7	40151900	18434868025155
GLOL-0XS-1K0	23	5,45	40151900	18434868025117
GLOL-00S-1K0	23	4,5	40151900	18434868025094
GLOL-00M-1K0	23	4,5	40151900	18434868025087
GLOL-00L-1K0	23,3	4,5	40151900	18434868025070
GLOL-0XL-1K0	23	7,38	40151900	18434868025100

FOTO DEL PRODOTTO

